

FICHE PRODUIT



Lit de bébé avec armoire Modèle AD-252/A

Référence : SOC-AD252A

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques du lit de bébé avec armoire. Modèle AD-252/A

- Tuyau de 19 x 1,2 mm.
- Epaisseur du plexiglas : 5 mm.
- Avec un matelas de 3 cm d'épaisseur recouvert de cuir artificiel, fabriqué à partir d'éponge.
- 50 mm de plastique roulé.
- **Dimensions** : 46 x 77 x 91 (h) cm

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/mobilier-chambre-patient/6002-lit-de-bebe-avec-armoire-modele-ad-252-a.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com