

FICHE PRODUIT



Paravent de lit d'hôpital Modèle AD-223

Référence : SOC-AD223

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques des rideaux de lit d'hôpital , Modèle AD-223

- Fait de tuyaux (tubes) de 19 x 1,1 mm.
- Avec trois ailes, deux des quatre pieds sont stables et les deux autres sont montés sur des roulettes de 50 x 20 mm.
- Chaque aile est reliée à 2 charnières.

Dimension:

- **Plié** : 80 x 170 (h) cm
- **Ouvert** : 240 x 170 (h) cm
- **Mesures des rideaux:** 80 x 120 (h) cm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/6004-rideau-de-lit-d-hopital-modele-ad-223.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com