

FICHE PRODUIT



Lit pour enfant à tête ajustable. AD-185

Référence : SOC-AD185

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques du lit pour enfant ajustable AD-185 en vente chez Socimed

Tête de lit réglable grâce à un levier. Les deux parties (tête et pied du lit) sont fabriquées à l'aide de ressorts et de fil de fer. Il est doté d'un porte-perfusion. Il possède des roulettes de 125 mm, dont deux avec freins et deux autres sans freins.

Dimensions du matelas : 130 x 70 cm

Mesures des points d'extrémité du châssis : 79 x 142 cm

Hauteur des barres latérales : 92 cm

Hauteur du porte-perfusion : 110 cm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/6006-lit-pour-enfant-a-tete-ajustable-ad-185.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com