

FICHE PRODUIT

Visuel non disponible

Lits hospitalisation en soins intensifs avec tableau de commandes d'infirmière. **AD-1560**

Référence : SOC-AD1560

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques du lit d'hospitalisation en soins intensifs (lit I.C.U. à 4 moteurs) avec tableau de commande d'infirmière .Modèle AD-1560

Le lit pour patients AD-1560 distribué par SOCIMED possède Quatre moteurs d'origine européenne (Deux colonnes de base), et il est doté de fonctions Trendelenburg plat-inversé, positionnement vasculaire, cardiaque et Fowler contrôlés par une télécommande latérale et un tableau de commande d'infirmière avec système de verrouillage.

- Les fonctions trendelenburg et anti-trendelenburg sont active à partir 20-22 cm (minimum).
- Il existe un système de verrouillage du tableau de commande destiné à l'infirmière; du coté du pied du lit ; pour permettre au tableau de commande du patient d'être inactif en cas de besoin.
- La plateforme du lit se subdivise en quatre pièces de revêtement ABS
- La partie arrière a une dimension de 75 cm, le siège : 20 cm, la hanche : 40 cm, la jambe : 50 cm.
- Les Manches en ABS sont facilement démontables et les pièces de pied fournis (hauteur >

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

35-40 cm), et diapositive radiographique incluse dans la partie arrière.

- Il possède quatre barres latérales en plastiques et démontables - Hauteur : 35-40 cm.
- Charge maximale : 180 – 300 Kg.
- La partie basse du lit a un revêtement en plastique et la plateforme du matelas a un revêtement poudré.
- Roulettes de 125 mm de diamètre, direction et système de verrouillage central disponible.
- Batterie sans fil avec alarme pour information sur le statut.
- Il existe aux quatre coins du lit, un dispositif d'installation pour le pied à sérum. Le lit est livré avec une barre de sérum.

Caractéristiques techniques:

Dimensions globales : 93 x 218 cm

Dimensions du cadre : 83 x 191 cm

Hauteur réglable : 44-85 cm

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lit-hospitalisation-electrique-multifonctions/6008-lits-d-hospitalisation-en-soins-intensifs-avec-tableau-de-commandes-d-infirmiere-ad-1560.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com