

FICHE PRODUIT



Lit hospitalisation électrique modèle AD-192/A

Référence : SOC-AD192A

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques du lit d'hospitalisation électrique aux chevets ajustables par télécommande électrique avec fonction trendelenburg AD-192/A en vente chez SOCIMED

Description

- Le pied et la tête du lit, ainsi que ses mouvements sont contrôlés par une télécommande connectée à trois moteurs électriques fonctionnant avec le débit électrique de ville (Tension de sortie du moteur : 24 volts).
- Il est doté des fonctions Trendelenburg et anti-Trendelenburg
- Ses barres latérales plaquées de chrome ont une forme circulaire, et sont contrôlé à partir d'un point.
- Les parties en bois sont faites de carton recouvert de formica.
- Le cadre du matelas est scindé en 4 parties et l'intérieur est constitué d'un treillis de 5 mm en barres de fer.
- Selon votre choix, une feuille perforée de fer peut également être utilisée.
- Chaque rebord est équipé d'un dispositif de fixation de pied à sérum.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- La hauteur du pied à sérum fourni avec le lit est ajustable. Il est doté de roulettes de 125 mm, dont 2 avec des freins et 2 autres sans freins.
- Il existe une option de montage du verrouillage central-3 modèles de roulettes de 125 mm de diamètre (Libre, verrouillé, direction verrouillée).

Crochet orthopédique en option**Dimensions du matelas :** 90 x 190 cm**Mesures des points d'extrémité du châssis :** 101 x 208 cm**Conformité et garantie****Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**Page produit**<https://www.socimed.com/lit-hospitalisation-electrique-multifonctions/6010-lit-aux-chevets-ajustables-par-telecommande-electrique-avec-fonction-trendelenburg-modele-ad-192-a.html>**Caractéristiques**

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com