

FICHE PRODUIT



Lampe opération mobile-Scialytique CORALIE500II

Référence : CORALIE500II

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Cette lampe d'opération ou scialytique distribué par SOCIMED est l'éclairage idéal pour les petites salles d'opération ou des salles de consultation.

Caractéristiques Techniques:

Illumination : 80,000-160, 000LX (à 1 m de distance)

Facula diamètre: $\varnothing 100 \sim \varnothing 280$ mm

Profondeur de faisceau de lumière: ≥ 600 mm

Réglage de la luminosité : 8-scène continue

Changement entre la lampe principale et la lampe de veille: automatique

La température de couleur: 4500K $\pm$ 500K

L'élévation de température: ≤ 12 °C

Élévation de la température sur la tête du malade: ≤ 2 °C

Diamètre de support de lampe: 500mm

Tension secteur: 220V $\pm$ 20% 50Hz

Tension de l'ampoule: AC24V puissance d'ampoule

Puissance absorbée: 200 VA

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lampe-operation-mobile/6016-lampe-operation-mobile-scialytique-coralie500ii.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com