

FICHE PRODUIT



Boîte pour autopsie simple

Référence : SOC-20133012

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

• Caractéristiques

Cette boîte d'autopsie simple est composée de:

- 1 boîte inox 35x15x8 cm
- 1 couteau a cartilage lame de 8 cm
- 1 couteau a autopsie lame de 13 cm
- 1 ciseaux a enterotomie 20 cm
- 1 pince coupante de liston (simple art) droite 19 cm
- 1 pince dissection a/g 16 cm
- 1 pince dissection s/g 16 cm
- 1 maillet de collin 20 cm 500 g - 2 tetes
- 1 rachitome droit 20 cm
- 1 costotome 20 cm
- 1 scie de saterlee 29 cm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- 1 écarteur de weitlaner 20 cm

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/boites-composees/6018-boite-pour-autopsie-simple.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com