

FICHE PRODUIT

Visuel non disponible

Civière d'urgence avec pompe hydraulique et 3 roulettes de direction

Référence : SOC-AD227G

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Description:

- Elle est fabriquée à partir de tuyaux (tubes) carrés.
- Elle est dotée des fonctions Trendelenburg et anti-Trendelenburg .
- Cette civière effectue des mouvements du haut vers le bas grâce à une pompe hydraulique d'origine européenne, fonctionnant avec une pédale.
- Ses Barres latérales sont plaquées de chrome, elles tangent à la civière et sont contrôlées à partir d'un point.
- La tête se déplace grâce à un cliquet.
- Le matelas est constitué de 5 cm d'éponge recouvert de cuir artificiel.
- La plaque située sous le matelas est faite à partir de 16 mm de MDF et recouverte de formica sur les deux faces.
- Elle est dotée d'un système de verrouillage central, de 3 roulettes de direction de 150 mm de diamètre (libre, verrouillé, direction verrouillée).
- Elle possède également une tige I.V. de hauteur réglable.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Dimensions du matelas : 60 x 197 cm

Mesures des points d'extrémité du châssis : 75 x 208 cm

Hauteur du cadre : 52 cm et 90 cm

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/brancard-amovible/6019-civiere-d-urgence-avec-pompe-hydraulique-et-3-roulettes-de-direction.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com