

FICHE PRODUIT



Paravent de lit d'hôpital en bois Modèle AD-223/C

Référence : SOC-AD223C

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Description:

- Le cadre est fait hêtre blanc.
- Avec trois ailes, deux des quatre pieds sont stable et les deux autres sont montés à des roulettes de 50 x 20 mm.
- Chaque aile est reliée à 2 charnières.

Dimensions :

- **Plié** : 86 x 170 (h) cm
- **Ouvert** : 249 x 170 (h) cm
- **Mesures des rideaux**: 78,5 x 85 x 125 cm

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/paravents/6020-paravent-de-lit-d-hopital-en-bois-modele-ad-223-c.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com