

FICHE PRODUIT

Lit examen en acier inoxydable, modèle AD-205-H

Référence : SOC-AD205H

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Description:

- Le lit d'examen AD-205/H en vente chez SOCIMED est fait de tuyaux de qualité 304 en acier inoxydable.
- Il dispose d'un matelas mousse entièrement recouvert de cuir artificiel.
- A son chevet, se trouve une charnière qui assure la mobilité de la tête du lit.
- Elle peut être surélevée en cas de besoin au cours d'un examen médical.

Dimension: 185 x 60 x 81 cm.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/6023-lit-d-examen-en-acier-inoxydable-modele-ad-205-h.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com