

FICHE PRODUIT

Visuel non disponible

Appareil de Radiographie numérique **PIONEER-1**

Référence : SOC-PIONEER1

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

GENERATEUR:

- * Générateur Haute fréquence : Fréquence: 200kHz, assure une image parfaite.
- * Interface d'opération concis et convivial, ce qui est pratique pour une utilisation avec précision et affiche le statut de fonctionnement en temps réel.
- * Radiographie: 40-150kVp
- * Radiographie: 10-630mA
- * Temps d'exposition: 0.001-6.3S
- * Voltage: 3 phase,380V
- * Puissance: 50 kW

TUBE

- * Fabricant: Toshiba Item no: E7843X
- * Foyer : 0.6/1.2mm
- * Tension maximale du tube: 150kV
- * Courant maximal du tube : 630mA
- * Puissance:20/46kW
- * Capacité de chauffe: 150KHU

STATIF EN FORME D'ARCEAU

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- * Hauteur: 2200mm
- * Plage de déplacement du bras en C du bas vers le haut: 1265mm

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/radiographie-os-poumons/6024-appareil-de-radiographie-numerique-pioneer-1.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com