

FICHE PRODUIT



Endoscope - Fibroscope - coloscope, Modèle SKY-2

Référence : SOC-SKY-2

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Le système vidéo Endoscope - Fibroscope - coloscope modèle SKY-2 permet l'examen visuel du côlon. Il est composé de :

- colono - vidéo - scope standard modèle SOC- CE-130.
- Option plein écran avec un écran haute définition, large vue, avec l'option gel d'image.
- d'une camera CCD haute résolution avec 440 000 pixels modèle SOC-VPU-100.
- Angle de vue de 120 ° en ligne droite
- Profondeur de champ 5 ~ 100 MM
- Diamètre extérieur du tube d'insertion Φ 13.8 MM
- Plage de flexion de la pointe : jusqu'à 180 ° à 180 ° vers le bas, gauche / droite 160 °
- Diamètre intérieur du Canal de biopsie Φ 3.2 MM
- Longueur de travail 1330 MM

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/video-endoscope-complet/6027-endoscope-fibroscope-coloscope-modele-sky-2.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com