

FICHE PRODUIT

Fibroscope Gastro-intestinal pour voies digestives haute, Modèle SOC-SIG-WP100

Référence : SOC- SIG-WP100

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Le Fibroscope Gastro-intestinal modèle SOC- SIG-WP100 est étanche ce qui permet de lutter efficacement contre les contaminations.

- Il a une bonne compatibilité (Compatible avec Olympus Cold Light Source (OES))
- Angle de vue 105 °
- Direction d'observation droite
- Profondeur de champ 3 ~ 100 MM
- Diamètre extérieur du tube d'insertion $\Phi 9.0$ MM
- Plage de flexion de la pointe : jusqu'à 200 °, 90 ° vers le bas; Gauche / Droite 100 °
- Diamètre intérieur du Canal de biopsie $\Phi 2.8$ MM
- Longueur de travail 1030 MM
- Total Longueur 1350 mm
- Waterproof / étanche : Oui
- Purge de tube entier: Oui

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/gastro-fibroscope/6029-fibroscope-gastro-intestinal-pour-voies-digestives-haute-modele-soc-sig-wp100.html>






Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com