

FICHE PRODUIT



Colono Fibroscope, Modèle SOC-CS-10

Référence : SOC-CS-10

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

COLONO FIBROSCOPE modèle SOC-CS-10

La section de commande du Colono Fibroscope modèle SOC-CS-10 est en structure de chaîne

La forme de son tube flexible facilite l'insertion

Angle de vue 100 °

Direction de l'observation de droite

Profondeur de champ 5 ~ 100 MM

Diamètre extérieur du tube d'insertion $\Phi 12.9\text{MM}$

Plage de flexion de la pointe : jusqu'à 180 ° à 180 ° vers le bas; Gauche / Droite 160 °

Diamètre intérieur du Canal de biopsie $\Phi 3,2\text{ mm}$

Longueur de travail 1330 M

Longueur Totale 1650 MM

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/colono-fibroscope/6031-colono-fibroscope-modele-soc-cs-10.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com