


FICHE PRODUIT



Colono Fibroscope, Modèle SOC- CS-60

Référence : SOC- CS-60

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Le colono-fibroscope SOC-CS-60 est l'un des plus économique. Il a des optiques de très bonne qualité et donne des images grandes, brillantes, et claires.

- Angle de vue 100 °
- Direction de l'observation de ligne droite
- Profondeur de champ 5 ~ 100 MM
- Diamètre extérieur du tube d'insertion $\Phi 13.5\text{MM}$
- Plage de flexion de la pointe : jusqu'à 180 ° à 180 ° vers le bas; Gauche / Droite 160 °
- Diamètre intérieur du Canal de biopsie $\Phi 3,2\text{ mm}$
- Longueur de travail 600 mm
- Longueur totale 900 mm

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/colono-fibroscope/6032-colono-fibroscope-modele-soc-cs-60.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com