

FICHE PRODUIT



Colono Fibroscope, Modèle SOC-CS-150

Référence : SOC-CS-150

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

COLONO FIBROSCOPE modèle SOC-CS-150

- La section de commande du Colono Fibroscope modèle SOC-CS-150 est en structure de chaîne.
- Il a la plus longue longueur utile de 1550mm dans la série CS.
- Angle de vue 100 °
- Direction de l'observation de ligne droite pour
- Profondeur de champ 5 ~ 100 MM
- Diamètre extérieur du tube d'insertion $\Phi 13.5\text{MM}$
- Plage de flexion de la pointe : jusqu'à 180 ° à 180 ° vers le bas; Gauche / Droite 160 °
- Diamètre intérieur de biopsie Canal $\Phi 3,2 \text{ mm}$
- Longueur de travail 1550 MM
- Total Longueur 1870 MM

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/colono-fibroscope/6034-colono-fibroscope-modele-soc-cs-150.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com