

FICHE PRODUIT



Broncho Fibroscope, Modèle SOC-XZ-5

Référence : SOC-XZ-5

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

BRONCHO FIBROSCOPE modèle SOC-XZ-5

- * Angle de vue 85 °
- * Champ de visualisation avant
- * Profondeur du champ visuel 3 ~ 50 mm focale fixe
- * Diamètre extérieur du tube d'insertion $\Phi 5$ mm
- * Diamètre extérieur de l'extrémité distale $\Phi 5.8$ mm
- * Plage de flexion de la pointe : jusqu'à $\geq 130^\circ$, vers le bas $\geq 90^\circ$
- * Diamètre intérieur du Canal de biopsie $\Phi 2.0$ mm
- * Longueur de travail 550 mm
- * Longueur totale 790 mm
- * Waterproof (étanche) : Oui
- * Purge de tube entier: Oui

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/broncho-fibroscope/6036-broncho-fibroscope-modele-soc-xz-5.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com