

FICHE PRODUIT

système de purification d'eau Smart-PUV

Référence : SOC-Smart-PUV

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Caractéristiques du système de purification d'eau Smart-PUV

1. Notre système de purification d'eau Smart-P utilise une technologie combinée de photo-oxydation UV, stérilisation UV, désionisation et ultra-filtration.
2. Il utilise un capteur de résistivité pour surveiller le fonctionnement du système et la variation de la qualité de l'eau.
3. Le système de purification de l'eau utilise un écran LCD interactif 8-lignes pour afficher la conductivité, la résistivité, la température et la date.
4. Il est intégré avec un oxydant UV 185nm et un stérilisateur UV 254nm.
5. Il dispose d'un réservoir de 30 litres d'eau d'alimentation avec une pompe interne et un capteur flotteur de faible niveau d'eau.
6. La pompe à courant continu provoque un bruit faible et aucune contamination.
7. Le système de purification de l'eau peut produire de l'eau ultra pure. Le débit de l'eau ultra pure de 18,2MΩ.cm peut être de 2.0L/min.
8. Le système de purification de l'eau est disponible en plusieurs sotes. UV et VF peuvent répondre aux exigences de faible niveau de TOC 1-5 ppb, UF et VF peuvent répondre aux exigences de faible taux d'endotoxines de moins de 0,001EU/ml.
9. L'alarme pour l'expiration de vie du filtre, la qualité de l'eau anormale et la pression de l'eau est disponible.
10. La stérilisation des pipelines et les logiciels applicables sont disponibles.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

11. Le port de données RS232 permet l'envoi de données vers un PC ou une imprimante

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/systemes-de-purification-d-eau-medicale/6039-systeme-de-purification-d-eau-smart-p.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com