

FICHE PRODUIT

système de purification d'eau SOC-NW30UV 30LPH

Référence : SOC-NW30UV

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Caractéristiques du système de purification d'eau SOC-NW30UV 30LPH :

1. Notre système de purification d'eau SOC-NW peut produire à partir de l'eau du robinet, de l'eau ultra pure et de l'eau osmosée qui s'écoule à travers deux sorties séparées. Le débit de l'eau ultra pure de 18,2MΩ.cm peut atteindre 2,0L/min et pour l'eau osmosée de 0 à 20μs/cm peut atteindre 30L/hr.
2. Il utilise quatre canaux capteur de résistivité pour le fonctionnement du système de surveillance et de variation de la qualité de l'eau.
3. Le système d'autodiagnostic de commande à microprocesseur est également utilisé pour garantir un fonctionnement fiable.
4. Le système de purification de l'eau utilise un écran LCD interactif 4 lignes pour afficher le niveau du réservoir d'eau, la conductivité, la résistivité, la température et la date.
5. L'utilisation de la cartouche de prétraitement brevetée contribue efficacement à prolonger la durée de vie de la cartouche RO.
6. La conception de restriction de débit garde la surface de membrane d'osmose humide afin de maximiser sa durée de vie.
7. Le système de purification d'eau NW est intégré avec un oxydant UV 185nm et un stérilisateur

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

UV 254nm.

8. Il contient un réservoir d'eau standard de 30 litres avec une pompe interne et un capteur à flotteur à 5 niveaux..

9. Le système de purification d'eau UV et VF est conçu pour répondre aux exigences de faible niveau de TOC 1-3 ppb. Le système de purification d'eau UF et VF peut répondre aux exigences de faible taux d'endotoxines de moins de 0,001EU/ml.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/systemes-de-purification-d-eau-medicale/6040-systeme-de-purification-d-eau-soc-nw.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com