

FICHE PRODUIT

Système de purification d'eau SOC-PWUV

Référence : SOC-PWUV

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Caractéristiques du système de purification d'eau SOC-PWUV

- Il peut produire de l'eau ultra pure $18.2\text{M}\Omega\cdot\text{cm}$ à un débit de $2.0\text{L}/\text{min}$.
- Le système de purification d'eau est intégré avec un oxydant UV 185nm et un stérilisateur UV 254nm.
- Il adopte 2 canaux capteur de résistivité pour le fonctionnement du système de surveillance et de variation de la qualité de l'eau.
- Le système de purification de l'eau utilise un écran LCD interactif 4 lignes pour afficher la conductivité, la résistivité, la température et la date.
- Il contient un réservoir standard d'eau de 30 litres avec une pompe interne et un capteur à flotteur à faible niveau d'eau.
- Il utilise une technologie combinée photo-oxydation UV, stérilisation UV, désionisation et ultra-filtration.
- Nos systèmes de purification d'eau PW présente plusieurs types. UV et VF peuvent répondre aux exigences de faible niveau de TOC 1-3 ppb, UF et VF peuvent répondre aux exigences de faible taux d'endotoxines de moins de 0,001EU/ml.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/systemes-de-purification-d-eau-medicale/6041-systeme-de-purification-d-eau-soc-pw.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com