

FICHE PRODUIT

système de purification d'eau SOC-ROP30

Référence : SOC-ROP30

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Caractéristiques système de purification d'eau SOC-ROP30

à partir de l'eau du robinet,

- Il utilise un réservoir standard d'eau de 30 litres avec une pompe interne et un capteur à flotteur à 5 niveaux.
- Le système de purification de l'eau utilise un écran LCD interactif 8-lignes pour afficher le niveau du réservoir d'eau, la conductivité, la résistivité, la température et la date.
- Un système d'auto-diagnostic de la commande à microprocesseur est utilisé pour garantir un fonctionnement fiable.
- L'utilisation de la cartouche de prétraitement brevetée contribue efficacement à prolonger la durée de vie de la cartouche RO.
- Le système de purification de l'eau adopte une technologie combinée de RO, stérilisation UV, désionisation et ultra-filtration.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/systemes-de-purification-d-eau-medicale/6042-systeme-de-purification-d-eau-soc-rop.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com