

FICHE PRODUIT

système de purification d'eau SOC- RO30 30LPH

Référence : SOC- RO30

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

- **Caractéristiques du système de purification d'eau SOC- RO30 30LPH**

A partir de l'eau du robinet,

1. Le système de purification d'eau RO utilise deux canaux capteur de résistivité pour le fonctionnement du système de surveillance et de variation de la qualité de l'eau.
2. Il utilise un écran LCD interactif 4 lignes pour afficher le niveau du réservoir d'eau, la conductivité, la résistivité, la température et la date.
3. L'utilisation de la cartouche de prétraitement brevetée contribue efficacement à prolonger la durée de vie de la cartouche RO.
4. Le système de purification de l'eau contient un réservoir standard d'eau de 30 litres avec une pompe interne et un capteur à flotteur à 5 niveaux.
5. La conception de restriction de débit garde la surface de membrane d'osmose humide afin de maximiser sa durée de vie.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/systemes-de-purification-d-eau-medicale/6044-systeme-de-purification-d-eau-soc-ro.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com