

FICHE PRODUIT

système de purification d'eau SOC-EASY100 100LPH

Référence : SOC-EASY100

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Caractéristiques du système de purification d'eau EASY100 100 LPH

à partir de l'eau du robinet,

1. Le système de purification de l'eau utilise un écran LCD pour afficher le niveau du réservoir d'eau, la conductivité, la résistivité, la température et la date.
2. Il peut produire de l'eau ultra pure et de l'eau osmosée qui s'écoule à travers deux sorties séparées. Le débit de l'eau ultra pure de 18,2MΩ.cm peut atteindre 1,5L/min et pour l'eau osmosée de 0 à 10µs/cm peut atteindre 30L/hr.
3. L'utilisation de la cartouche de prétraitement brevetée contribue efficacement à prolonger la durée de vie de la cartouche RO.
4. Le système de purification d'eau est intégré avec un oxydant UV 185nm et un stérilisateur UV 254nm.
5. Il adopte une technologie combinée de RO, photo-oxydation UV, stérilisation UV, désionisation et ultra-filtration.
6. La conception de restriction de débit garde la surface de membrane d'osmose humide afin de maximiser sa durée de vie.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/systemes-de-purification-d-eau-medicale/6045-systeme-de-purification-d-eau-soc-easy.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com