

FICHE PRODUIT

Unité de consultation pour ophtalmologie (Fauteuil patient + tables à instruments)

Référence : SOC-VOV450

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Appareil d'ophtalmologie modèle SOC-VOV450 : Fauteuil patient et tables à instruments pour ophtalmologie

L'unité ophtalmologique **SOC-VOV450** composé de : 01 Fauteuil patients et 01 table pour 03 appareils d'ophtalmologie, 01 bras pour réfracteur ou phoropteur dans un design moderne.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES :

- Dimensions du fauteuil : 1200 x 1055 x 1850 mm
- Dimensions de la Table : 400 x 490 mm
- Angle de rotation de la table : 360°
- Angle d'oscillation du bras pivotant/bras pour réfracteur ou phoropteur : $\pm 35^\circ$
- Plage de montée ou de descente du siège : 540-690mm
- Charge maximale du siège : 200-250 kg
- plage d'ajustement du dossier : 160°

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Lampe LED : 24V/3W
- Tension électrique : AC220V/110V/ 50/60hZ
- Poids : 200Kg

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/mobilier-d-ophtalmologie-/6057-fauteuils-patients-et-tables-a-instruments-pour-ophtalmologie.html>




Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com