

FICHE PRODUIT

Lampe d'examens médicales à LED

Référence : SOC-KLED1

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Lampe d'examens médicales à LED à éclairage basse consommation pour les examens médicaux et interventions mineures.

Production de lumière froide de haute qualité pour une durée de vie de 50 000 heures.

Le bras de la lampe est flexible permettant ainsi une meilleure orientation du rayon lumineux.

Caractéristiques de la lampe d'examen à LED :

- Illumination à 1m (lux) : 20000 ~ 80000
- Diamètre du champ lumineux à 1m (cm) : 11
- Indice de rendu des couleurs (Ra) : 93
- Température de couleur en option (K) : 4000 ± 200
- Nombre d'ampoules LED : 19
- Durée de vie moyenne de l'ampoule (heures) : 50 000
- Chaleur à la lumière rapport (mW / m² lx) : 3.3
- Alimentation : 100-240V, 50/60Hz

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Max. la consommation d'énergie (W) : 19

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lampes-d-examen-medicales/6065-lampe-examen-a-led.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com