

FICHE PRODUIT

Bandelettes Réactives pour Hémoglobinomètre URIT-12 — Boîte de 50

Référence : SOC-URITH12

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Bandelettes Réactives pour Hémoglobinomètre URIT-12 — Consommable Officiel H12

Les **bandelettes réactives H12** sont les consommables dédiés à l'**hémoglobinomètre URIT-12**, conçues pour garantir des résultats précis et reproductibles lors de chaque mesure d'hémoglobine (Hb) au point de soin.

Compatibilité et Usage

- **Compatible exclusivement** avec l'hémoglobinomètre URIT-12
- Permettent la mesure de l'**hémoglobine (Hb)** et de l'**hématocrite (Hct)** par **réflectance optique**
- Résultat disponible en **≤ 10 secondes**
- Échantillon requis : **13 à 15 µL** de sang total capillaire ou veineux
- Plage de mesure couverte : **4,0 - 24,0 g/dL**

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conditionnement

- **2 boîtes × 25 bandelettes = 50 tests**
- Référence : **SOC-URITH12**
- Délai de livraison : **48 heures**

Recommandations d'Utilisation

- Conserver les bandelettes dans leur emballage d'origine, à l'abri de la chaleur et de l'humidité
- Ne pas utiliser après la date de péremption indiquée sur la boîte
- Vérifier que les bandelettes sont bien calibrées avec le code puce de l'appareil avant utilisation
- Usage réservé aux professionnels de santé

Informations Produit

Compatibilité	Hémoglobinomètre URIT-12 uniquement
Paramètre mesuré	Hémoglobine (Hb) / Hématocrite (Hct)
Conditionnement	2 × 25 bandelettes (50 tests)
Principe	Réflectance optique
Temps de résultat	≤ 10 secondes
Volume échantillon	13 - 15 µL
Référence	SOC-URITH12
Délai livraison	48 heures

À commander avec l'hémoglobinomètre URIT-12, disponible sur Socimed.com — votre partenaire en matériel médical et consommables de laboratoire.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/hemoglobinometre/6067-bandelette-reactives-pour-analyseur-d-hemoglobine-urit-12.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com