

FICHE PRODUIT

Joint torique pour seringue hystérographie

Référence : SOC-IM0700

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Joint torique pour seringue hystérographie 20 CC (se fixe à l'intérieur de la seringue).

Conditionnement : set de 10 joints.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/instruments-de-gynecologie/6069-joint-torique-pour-seringue-hysterographie.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com