

FICHE PRODUIT

Balance mécanique, Modèle SECA 761

Référence : SOC-SECA761

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Balance mécanique, Modèle 761**SECA 761 - Le grand cadran original.**

Ce grand cadran est conçu pour une lecture aisée et précise du poids. Le robuste corps entièrement métallique abrite un système à levier particulièrement résistant. Le large plateau peu épais de la balance est revêtu de caoutchouc antidérapant.

SECA sauna 761 - Grand cadran à protection anticorrosion.

Le châssis et le mécanisme de la balance SECA sauna 761 ont été optimisés pour une utilisation en milieu fortement humide, par exemple dans les saunas ou les piscines. Le boîtier a été spécialement scellé et le mécanisme doté d'une protection anti-corrosion. Le plateau antidérapant est en acier inoxydable.

Les pèse-personnes mécaniques seca sont tout aussi convaincants par leur construction solide et peu encombrante que par leur fonctionnalité et leur précision médicale. Parmi la gamme de modèles disponibles, vous pourrez choisir la balance qui répond le mieux à vos besoins pratiques et à votre style personnel. Caractéristiques techniques de la balance mécanique, Modèle 761: Capacité : 150 kg Graduation : 1.000 g Dimensions (L x H x P) : 300 x 105 x 460 mm Plateforme (L x H x P) : 270 x 65 x 280 mm Poids : 4 kg En option : sacoche de transport seca 421 Classe d'étalonnage : IIII Fonctions: réglage du zéro, protection pour le transport CE: CE 0109, 0123

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pese-bebes-et-pese-personnes-medicaux/6072-balance-mecanique-modele-761.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com