

FICHE PRODUIT



Electrocardiographe ECG-1210 digitale à 12 canaux

Référence : SOC-ECG1210

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Caractéristiques:

- Moniteur pliable (0 ~ 80 degrés) avec LCD en couleur de 5.7 inchs; contraste réglable;
- Analyses détaillées des intervalles R-R et rapports brefs d'analyse satisfont de différentes exigences;
- Option de multiples langues;
- Blocage des formes d'onde en temps réel;
- Le mode économique disponible aide à réduire le coût d'impression;
- Batteries Li-Fe de longue vie jusqu'à 2 heures de travail continu;
- Carte SD facultative, stockage illimité des données;
- Port LAN pour la transmission des données en temps réel;
- La modernisation facile vous rend toujours actualisé;
- L'expérience admirable opérationnelle avec bouton durable de silicone, design unique de navette.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/electrocardiographes-ecg/6074-electrocardiographe-ecg-1210-digitale-a-12-chaines.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com