

FICHE PRODUIT



Electrocardiographe ECG-8080 numérique

Référence : SOC-ECG8080

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Caractéristiques:

- LCD en couleur de 7 inchs avec ligne de réseau, visualisation et impression;
- Interface convenable aux utilisateurs, opération très facile;
- Écran de contact, entrer par l'écriture avec le doigt d'une opération commode;
- Diverses rapports d'analyse satisfont les besoins différents;
- Stockage des données illimitées de cartes SD avec des outils utiles de gestion;
- L'acquisition technique unique facilite l'acquisition ECG anormale;
- La visualisation et l'impression à 12+1 conducteurs rend l'observation plus facile;
- Le blocage de la forme d'onde en temps réel note les formes d'onde de toute période par différent format;
- Les Batteries Li-Fe de longue vie pour des opérations continues;
- Les boutons premium silicone pour l'expérience opérationnelle admirable;
- La transmission par fil ou sans fil des données, la gestion des informations et le système d'action;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Versions de multiples langues disponibles.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/electrocardiographes-ecg/6075-electrocardiographe-ecg-8080-digitale.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com