

FICHE PRODUIT



Electrocardiographe ECG-6010 numérique à 6 canaux

Référence : SOC-ECG6010

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Caractéristiques:

- Compact et léger
- Écran tactile couleur haute résolution (en option);
- Clavier alphanumérique;
- Opération en une touche;
- Acquisition simultanée en 12 dérivations;
- Détection améliorée du signal faible;
- Filtres complets avec technologie anti-bruit;
- Algorithme SEMIP avancé pour les mesures automatiques et l'interprétation;
- Imprimante thermique haute résolution intégrée avec impression de rapport sur 6 canaux;
- La technologie d'isolation digitale et le traitement des signaux assurent la fiabilité des signaux;
- Ecran LCD de haute résolution;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Rapport détaillé d'analyse;
- Le mode économique disponible permet de réduire le coût d'impression;
- Batteries Li-Fe rechargeables incorporées;
- Carte SD facultative, stockage illimité des données;
- Port LAN pour la transmission des données en temps réel;
- Option de multiples langues;
- La modernisation facile vous rend toujours actualisé;
- L'expérience admirable opérationnelle avec bouton durable de silicone, design unique de navette.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/electrocardiographes-ecg/6076-electrocardiographe-ecg-6010-digitale-a-6-chaines.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delaïs	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com