

FICHE PRODUIT



Electrocardiographe ECG-3010 digitale à 3 canaux

Référence : SOC-ECG3010

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Caractéristiques:

- La technologie d'isolation digitale et le traitement des signaux assurent la fiabilité des signaux;
- LCD de haute résolution, la brillance et le contraste sont réglables;
- Le mode économique disponible aide à réduire le coût d'impression;
- Batteries Li-Fe rechargeables incorporées;
- Carte SD facultative, stockage illimité des données;
- Port USB pour la transmission des données en temps réel;
- La modernisation facile vous rend toujours actualisé;
- L'élégant design de petite dimension et les batteries de premium silicone donnent une grande différence.

* Il utilise ce **Papier pour Electrocardiographe ECG-3010 digitale à 3 canaux , 63 mm x 30 m**

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/electrocardiographes-ecg/6077-electrocardiographe-ecg-3010-digitale-a-3-chaines.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com