


FICHE PRODUIT

Electrocardiographe (ECG) numérique à 15 canaux, Modèle iE15

Référence : SOC-IE15

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Électrocardiographe (ECG) numérique à 15 canaux, Modèle iE15

Analyse des Intervalle R-R, détection des arythmies, rapports brefs et détaillés d'analyse.

Le VCG a plus d'avantages dans le diagnostic de l'hypertrophie ventriculaire et de l'atrium droit, du bloc de conduction, de l'infarctus du myocarde, de l'artère coronaire VBI et du syndrome de pré excitation ventriculaire.

Caractéristiques :

- Écran couleur tactile, haute luminosité, 12,1 POUCES, support d'écriture.
- Clavier alphanumérique avec lettres individuelles et touches numériques.
- Courbes avec grille en arrière-plan de ratio 1:1 concordant avec les habitudes diagnostiques des médecins.
- 15 Dérivations en acquisition simultanée & 12 câbles compatibles.
- Application du code du Minnesota, CSE et base de données AHA.
- Affichage Cabrera et format de rapport disponibles.
- 12 dérivations de courbes revisualisables et enregistrables pendant les 300 dernières secondes.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Impression automatique une fois l'arythmie détectée.
- Les données ECG peuvent être enregistrées au format JPG, DICOM ou au format XML.
- Plusieurs ports pour la transmission de données (LAN, USB, carte SD, VGA).
- Support de connexion du système de gestion ECG via le WIFI intégré (en option).

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/electrocardiographes-ecg/6078-electrocardiographie-ecg-numerique-a-15-canaux-modele-ie15.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com