

FICHE PRODUIT



Moniteur Multiparamètres iM 12E

Référence : SOC-IM12E

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Caractéristiques du Moniteur Multiparamètres iM 12E :

- Écran TFT en couleur de 12 inches à haute résolution (Écran de contact facultatif) ;
- Jusqu'à la visualisation de 8 formes d'onde ;
- Interface convenable et configurable de l'utilisateur ;
- Unique alerte à voix humaine ;
- Analyse de l'arrhythmie et du segment S-T en temps réel ;
- Évolutions graphiques et tabulaires de 500-heures au maximum ;
- Travail du réseau avec fil ou sans fil (facultatif) ;
- Modernisation en ligne vous rend toujours actualisé ;
- Facultatif pour le double IBP, EtCO2 et la profondeur anesthésique.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/6082-moniteur-multiparametres-im-12e.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com