

FICHE PRODUIT



Moniteur multiparamètres iM 7

Référence : SOC-IM7

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Moniteur du patient

Caractéristiques du Moniteur multiparamètres iM 7 :

- Conception élégante de petite dimension, beaucoup plus portable;
- TFT en couleur de 7 inches à haute résolution;
- Visualisation à grand caractère;
- Interface convenable à l'utilisateur, facile à opérer;
- Analyse de l'arrhythmie et du segment S-T;
- Le design du son statique vous rend tranquille et quiet;
- Batteries rechargeables pour un travail continu jusqu' à 4 heures;
- Travail du réseau avec fil ou sans fil (facultatif).

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/6084-moniteur-multiparametres-im-7.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com