

FICHE PRODUIT



Moniteur multiparamètres PM-900

Référence : SOC-PM900

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Caractéristiques :

- Technologie de mesure brevetée NIBP pour le traitement automatique du mouvement de la température;
- Interface convenable et configurable de l'utilisateur;
- Système unique d'alerte vocale prompte;
- Batteries Li-Fe de haute capacité jusqu'à un travail continu de 4 heures;
- Travail du réseau avec fil ou sans fil (facultatif);
- La modernisation facile vous rend toujours actualisé;
- Passer en revue les données puissantes: 720-heures d'évolutions graphiques et tabulaires de tous les paramètres 1000 pièces d'entrepôt des enregistrements NIBP 200 pièces d'alertes en revue
- Visualisation de profondeur anesthésique: IoC, EEG, EMG, ESR et diagramme d'évolution simultanément avec le fonctionnement d'alerte.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/moniteurs-multiparametres/6085-moniteur-multiparametres-pm-900.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com