

FICHE PRODUIT



Moniteur multiparamètre PM-2000

Référence : SOC-PM2000

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Système de supervision centrale

Caractéristiques :

- La supervision de 64 patients au maximum avec un système de supervision centrale;
- Fonctionnement du réseau avec fil ou sans fil dans les hôpitaux;
- Supervision facile de l'interface intuitive de l'utilisateur;
- Le contrôle bio-directionnelle en temps réel améliore l'efficacité du travail;
- Données d'évolution de 240 heures pour chaque moniteur au chevet;
- Les formes d'onde pleinement divulguées en 72 heures passées en revue pour 64 chaînes;
- Approximativement 10,000 informations des patients;
- 720 alertes pour chaque moniteur au chevet;
- Facultatif pour la seconde visualisation, passer en revue les informations de plusieurs patients sans interruption de la supervision en temps réel.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/6087-moniteur-multiparametre-pm-2000.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com