

FICHE PRODUIT

Moniteur multiparamètre BP-12C

Référence : SOC-BP12C

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Oxymètre de pouls portable**Caractéristiques:**

- Visualisation de SpO2, PR, Bar de pouls, PI et Pléthysmogramme par LCD de haute résolution.
- Stockage et rappel en temps réel du SpO2 et de la valeur du rythme des pouls.
- Stockage des données de l'oxymètre jusqu' à 70 heures (Données enregistrées une fois toutes les 11, 21 4/8 secondes).
- Données enregistrées peuvent être entrées dans le PC.
- Le management du logiciel par l'oxymètre est disponible.
- Fonction de l'alerte audio et visuelle.
- Indication du bas voltage des batteries.
- Hors-tension automatique quand pas de signal.
- Vie de batterie de plus de 40 heures.
- Options adaptateur CA / CC.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Les sondes du nouveau-né, du pédiatre et de l'adulte sont facultatives.
- Léger, de petite dimension et facile de transporter.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/6088-moniteur-multiparametre-bp-12c.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com