

FICHE PRODUIT

Moniteur multiparamètre IM 12

Référence : SOC-IM12

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Caractéristiques du Moniteur multiparamètre IM 12 :

- Écran couleur TFT 12,1 inches, haute résolution
- Écran totalement tactile y compris pour l'écriture, en option pour un fonctionnement facile.
- Bouton en silicone attrayant et durable avec rétroéclairage
- 20 Types d'arythmies et segment S-T d'analyse
- 12 canaux ECG (en option) pour faciliter le diagnostic et l'analyse
- 480 heures au maximum d'évolutions graphiques et tabulaires de tous les paramètres 1000 pièces d'entreposage des enregistrements NIBP 700 pièces d'alertes en revue et 2 heures stockage de courbes ECG et de l'examen
- Grande police d'affichage, OxyCRG, graphiques et tabulaires, observation lit à lit, et plus de modes d'affichage afin de satisfaire différentes exigences en soin cliniques
- Batterie Li-ion rechargeable jusqu'à 10 heures en continu
- Concentration des produits et calcul des tableaux de titrage
- Electrotome anti-haute fréquence et protection contre la défibrillation répondant aux différents

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

environnements de travail

- Le port USB permet les mises à jour des logiciels et prend également en charge les potentiels connexions de clavier et de souris
- Couleur de configuration sélectionnable pour tous les paramètres (32 couleurs)
- Sortie VGA pour moniteur externe (en option)
- Montage flexible et chariot en option
- Fil/réseau sans fil se connectant au système central de surveillance (optionnel)
- Appel infirmière et fonction de communication bidirectionnelle avec le système central de surveillance (optionnel)
- Support Masimo ou Nellcor SpO2 (en option).

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/moniteurs-multiparametres/6089-moniteur-multiparametre-im-12.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com