

FICHE PRODUIT



Moniteur multiparamètre IM 15

Référence : SOC-IM15

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Caractéristiques Moniteur multiparamètre IM 15 :

- Écran LCD couleur 15 inches avec affichage LED haute résolution et haute luminosité, rétroéclairage.
- Écran totalement tactile y compris pour l'écriture, en option pour un fonctionnement facile.
- Bouton en silicone attrayant et durable avec rétroéclairage.
- Peut supporter 7 courbes ECG affichées à l'écran, d'impulsion de stimulation. L'analyse, analyse de segment ST et 20 types d'analyse d'arythmies.
- Analyse de pouls du pacer.
- supporte 12 dérivations de courbes de repos ECG affichées à l'écran, en option l'on peut avoir une analyse simultanée des 12 dérivations ECG.
- 480 heures au maximum d'évolutions graphiques et tabulaires de tous les paramètres 1000 pièces d'entreposage des enregistrements NIBP 700 pièces d'alertes en revue et 2 heures stockage de courbes ECG et examen.
- La touche de fonction du menu raccourci est défini par l'utilisateur répondant aux différents habitudes de travail.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Electrotome anti-haute fréquence et protection contre la défibrillation répondant aux différents environnements de travail.
- Montage flexible et chariot.
- Sortie VGA pour moniteur externe, permet aussi les mises à jour des logiciels et prend également en charge les potentiels connexions de clavier et de souris.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/moniteurs-multiparametres/6090-moniteur-multiparametre-im-15.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com