

FICHE PRODUIT



Moniteur foetal (Cardiotocographe) IC 90

Référence : SOC-IC90

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Moniteur foetal & maternel modèle IC90

Caractéristiques :

- Écran pliable TFT en couleur à 10.4 inchs de haute résolution ;
- Paramètres de base : FHR, TOCO, AFM, Even Mark ;
- Les paramètres maternel : MECG, NIBP, SPO2, PR, RESP, TEMP sont disponibles ;
- Imprimante thermique de longue vie incorporée ;
- Sonde imperméable 12-cristale pour le détecteur FHR ;
- Analyse de l'arythmie pour ECG maternel ;
- Entreposage, rappel et impression des données de 12 heures ;
- Réseau avec ou sans fil (facultatif) ;
- Un large rang du voltage fourni (100-240v) ;
- Stimulateur foetal et supervision double FHR facultatifs.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/cardiocotocographes/6091-moniteur-foetal-ic-90.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com