

FICHE PRODUIT



Moniteur foetal (Cardiotocographe) IC 60 Gémellaire Avec SPO2 et NIBP Maternel

Référence : SOC-IC60

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Moniteur foetal & maternel Gémellaire Avec SPO2 et NIBP Maternel.

Caractéristiques :

- Écran pliable TFT en couleur à 7 inches de haute résolution ;
- Paramètres de base : FHR, TOCO, AFM, Even Mark, MHR, NIBP, MSPO2 ;
- Imprimante thermique de longue vie incorporée ;
- Technologie DSP, identification et mesure en temps réel pour FHR, résultats exactes et fiables ;
- Transducteur de haute sensibilité pour la détection de FHR ;
- Entreposage, rappel et impression des données de 12 heures ;
- Un large rang du voltage fourni (100-240V) ;
- Poids léger, design compact pour transportation facile ;
- Stimulateur foetal et supervision double FHR facultatifs.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/cardiotocographes/6092-moniteur-foetal-ic-60.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com