

FICHE PRODUIT



Doppler foetal de poche avec affichage du rythme cardiaque FM-200

Référence : SOC-FM200

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Caractéristiques:

- Les indications des sondes vous conduisent à la location correcte;
- Alertes physiologique et du système;
- L'agrafe de ceinture stimule la portabilité;
- Trois modes de travail satisfont de différentes exigences;
- Hors-tension automatique après 2 minutes de panne de signal ou de sonde;
- Portable et convenable pour la grossesse;
- Batterie Li-Fe ou AA facultatives;
- Facultatif pour l'écouteur.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/doppler-foetal/6093-moniteur-foetal-fm-200.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com