

FICHE PRODUIT

Cônes à extrémité plate spatulée 10 µl, Ø : 0,17 mm Rack de 200

Référence : GIL-LAMBDA0EM

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Cônes à extrémité plate spatulée 10 µl, Ø: 0,17 mm; Rack de 200;

- * En polypropylène;
- * Rack autoclavable;
- * Absence de RNase, DNase;
- * Niveau d'endotoxine contrôlé;
- * Permettent de déposer facilement des échantillons au fond des puits des gels type séquence, de 0,2 à 0,4 mm d'épaisseur;
- * Type GILSON P2-P10 EPPENDORF / SOCOREX;
- * Longueur totale: 45 mm;
- * Largeur extrémité: 0,2 mm;
- * Condition minimum de vente: 1.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/cones-a-extremite-plate-spat/61-cones-a-extremite-plate-spatulee-10-l-a-0-17mm-rack-de-2.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com