

**FICHE PRODUIT**

## Pompe à perfusion modèle iP12A

Référence : SOC-IP12A

### Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

## Description du produit

### Caractéristiques de la pompe à perfusion modèle iP12A :

- Grand écran LCD, unique structure sans porte.
- Double processeur, rendant le processus de perfusion plus sûre et plus fiable.
- Étalonnage simple pour compatibilité avec tous les standard IV de toute marque.
- Connexion sans fil avec le système de supervision de la perfusion.
- Perfusion précise : contrôle précis du débit de perfusion et du volume.
- Des alarmes sonores et visuelles sont déclenchées en cas de mauvais fonctionnement ou d'erreur de fonctionnement et la perfusion s'arrête automatiquement.
- Le capteur infrarouge donne un signal d'alarme lorsque est détecté une pression d'air excessive.

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie



Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/pompes-a-perfusion/6105-pousse-seringue-ip-12a.html>

## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 2         |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com