

FICHE PRODUIT



Pousse seringue iP 21

Référence : SOC-IP21

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Pompes de seringue (Chaîne singulière)

Caractéristiques :

- L'unique technologie de calibration pour être compatible avec les sets de toute marque;
- Trois modes de travail: mode de fréquence, mode de temps et mode de poids;
- Plus de sécurité parce que la pompe de seringue ne démarrera pas quand la pompe à piston plongeur est localisée incorrectement;
- Identifier automatiquement les spécifications de seringue;
- 8 heures de vie de la batterie incorporée avec haute capacité;
- Trois niveaux de pression d'occlusion;
- Trois niveaux de volume d'alerte;
- Large range dans la vitesse de distribution;
- Fonction de bol.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Autres caractéristiques

- Elle peut utiliser des seringues de 10 ml, 20 ml ou 50 ml, quelle que soit la marque.
- Elle dispose de 3 modes de fonctionnement différents et de plusieurs fonctions d'alarme (par exemple, batterie faible, seringue mal fixée).
- Cette pompe est alimentée par une batterie Li-Ion rechargeable de 11,1 V et 2 000 mAh qui permet 8 heures d'utilisation continue.
- La plage de volume est comprise entre 0,1 et 1 999,9 ml, avec une précision de $\pm 2\%$,
- un débit KVO de 1 ml/h et 3 niveaux de pression d'occlusion.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pousse-seringues-medicaux/6107-pousse-seringue-ip-21.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Documents associés

- Fiche technique

Documents téléchargeables sur la page produit.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com