

FICHE PRODUIT



Défibrillateur Cardio-aide 200-B

Référence : SOC-200B

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Le **CardioAid 200B** d'Innomed est conçu pour répondre aux exigences strictes des environnements hospitaliers et services d'urgence. Grâce à sa technologie biphasique à énergie adaptative STAR™, l'appareil ajuste automatiquement la délivrance du choc selon l'impédance du patient, assurant une défibrillation efficace et sécurisée.

Son interface ergonomique, combinant **guidage vocal**, affichage ECG haute lisibilité et touches d'accès direct, permet une utilisation fluide aussi bien en **mode semi-automatique** qu'en **mode manuel** pour les personnels formés. Le temps de charge à énergie maximale ≤ 5 secondes améliore la réactivité dans les situations critiques.

La batterie haute capacité permet jusqu'à **100 chocs** ou **2 heures** de monitoring continu, garantissant une disponibilité fiable en pré-hospitalier, intra-hospitalier ou transport interservices.

Robuste, compact et facile à transporter, le CardioAid 200B intègre également des protocoles d'autotest automatiques afin d'assurer la continuité opérationnelle 24/7.

Principaux Atouts :

- Technologie biphasique STAR à énergie ajustée
- Rechargement rapide ≤ 5 s

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Mode semi-automatique + mode manuel (paddles)
- Guidage vocal et affichage ECG clair
- Jusqu'à 100 chocs sur batterie
- Compact, robuste, adapté urgences & soins intensifs
- Conforme normes CE médicales

Le **CardioAid 200B** est le choix idéal pour les **hôpitaux, cliniques, ambulances et unités de soins intensifs**, recherchant un défibrillateur fiable, durable et immédiatement opérationnel.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/moniteurs-defibrillateurs/6110-defibrillateur-cardio-aide-200-b.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com