

FICHE PRODUIT

Visuel non disponible

Electrocardiographe ECG-300G Vet

Référence : SOC-ECG300G

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Caractéristiques:

- Écran couleur TFT, 7 pouces, avec courbes 12+R
- Les courbes 3+R, 6/7+R peuvent être choisies
- 10 couleurs de courbes disponibles
- 800*480 pixels, haute luminosité, couleur TFT
- Interface utilisateur conviviale
- Haute résolution et précision thermique de la matrice d'impression
- La mémoire interne permet de soutenir les données de l'ECG et le stockage et le rappel des courbes

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/articles-supprimes/6111-echographe-ecg-300g-vet-ecg.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com