

FICHE PRODUIT



Pousse seringue iP21 VET

Référence : SOC-IP21VET

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Caractéristiques du Pousse seringue iP21 VET :

- Taille de la seringue : 10ml, 20ml (30ml), 50ml (60 ml) de toute marque standard de seringues
- 3 mode de travail: mode taux, mode temps et mode poids
- Intervalle limite du volume: 0.1 -1999.9 ml
- Précision: $\pm 2\%$
- Taux de KVO : 1ml/h
- Intervalle du taux :
 - 50 ml (60 ml) : 0.1 -1 800 ml/h
 - 20 ml (30ml) : 0.1 -800 ml/h
 - 10 ml: 0.1 -400 ml/h
- Taux bolus :
 - 50ml (60ml) : 10 -1 200 ml/h
 - 20 ml (30ml) : 10 - 600 ml/h

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- 10 ml : 10 - 300 ml/h
- Pression d'occlusion : 3 niveaux.
- Fonctions d'alarme : Occlusion, batterie faible, seringue vide, presque vide, seringue desserrée, erreurs d'opération et défaillances du périphérique.
- Batterie : Batterie rechargeable Li-ion, 11,1 V, 2000 mAh, avec prise en charge de 8 heures de fonctionnement continu.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pousse-seringues-medicaux/6116-pousse-seringue-ip21-vet.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com