

FICHE PRODUIT



Echographe Vétérinaire portable iSV1

Référence : SOC-ISV1

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Caractéristiques :

- Moniteur : 5.0 inchs TFT LCD;
- Mode d'image : B, B+B, B+M, M;
- Grandissement des images : Les images peuvent être grandies en 8 niveaux;
- Stockage permanent des images : 128 images;
- Nuances sombres : 256 niveaux;
- Visualisation avec caractères : hôpital, nom, âge, sexe;
- Mesure : Distance, circonférence, superficie, volume, fréquence cardiaque, GA, EDD;
- Batterie : incorporée, rechargeable pour un travail continu de 3 heures.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/echographe-veterinaire/6118-scanner-ultrasonicsv1.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com